

Anticuerpo Policlonal Anti-Chmp1A Para Wb Y Elisa - Q9Hd42

Número de artículo: CM0016060



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CHMP1A, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para estudios del complejo ESCRT-III, formación de cuerpos multivesiculares, citocinesis y regulación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHMP1A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PCH8; CHMP1; PRSM1; PCOLN3; VPS46A; VPS46-1; CHMP1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5119
GeneID	5119
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-196 de CHMP1A humana (NP_002759.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9HD42
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo