


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chmp1B Para Wb, Elisa - Q7Lbr1

Número de artículo: CM0025625



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CHMP1B para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Detecta CHMP1B humano, de ratón y de rata, un componente clave de ESCRT-III en el clasificación endosomal y la citocinesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHMP1B Conejo pAb
Observaciones/Alias	Vps46B; C10orf2; C18orf2; CHMP1.5; Vps46-2; C18-ORF2; hVps46-2; CHMP1B
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	57132
ID del Gen	57132
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-199 de CHMP1B humano (NP_065145.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7LBR1
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo