


Anticuerpo Policlonal Anti-Chmp2A Para Wb, Elisa - 043633

Número de artículo: CM0015028



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CHMP2A humano, un componente central de ESCRT-III. Adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Ideal para estudios sobre clasificación endosomal, citocinesis y gemación viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo CHMP2A
Observaciones/Alias	BC2; BC-2; VPS2; CHMP2; VPS2A; CHMP2A
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	27243
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-222 de CHMP2A humano (NP_055268.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	043633
Peso proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo