

Anticuerpo Policlonal Anti-Chmp2B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uqn3

Número de artículo: CM0014062



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CHMP2B humano, adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. La proteína diana es un componente central del ESCRT-III implicado en la clasificación de MVB y la fisura de membrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHMP2B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DMT1; ALS17; VPS2B; VPS2-2; CHMP2.5; FTDALS7; CHMP2B
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	25978
ID de Gen	25978
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-213 de CHMP2B humano (NP_054762.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UQN3
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo