

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Chmp2B Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uqn3

Número de artículo: CM0003233



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CHMP2B validado para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Adecuado para muestras humanas, de ratón y rata. El objetivo es la proteína del complejo ESCRT-III implicada en la clasificación endosomal y la neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHMP2B Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DMT1; ALS17; VPS2B; VPS2-2; CHMP2.5; FTDALS7; CHMP2B
Especie	Humano
GeneID (humano)	25978
GeneID	25978
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 114-213 del CHMP2B humano (Q9UQN3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UQN3
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo