

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chmp4B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H444

Número de artículo: CM0027374



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CHMP4B (VPS32B), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Esencial para estudios del complejo ESCRT-III en la formación de cuerpos multivesiculares, citocinesis e investigación en virología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	CHMP4B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SNF7; CTPP3; Shax1; CHMP4A; SNF7-2; VPS32B; CTRCT31; Vps32-2; C20orf178; dj553F4.4; CHMP4B
Especie	Humano
GeneID (humano)	128866
GeneID	128866
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H444
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo