


Anticuerpo Policlonado Anti-Chmp6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Fz7

Número de artículo: CM0029974



Introducción

Anticuerpo Policlonado de conejo contra CHMP6 validado para WB, IF/ICC, ELISA; detecta CHMP6 humano y de ratón, un componente del complejo ESCRT-III implicado en la clasificación endosomal y la formación de cuerpos multivesiculares. Ideal para investigación sobre tráfico de membranas y citocinesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CHMP6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VP520; CHMP6
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	79643
ID del gen	79643
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 111-200 de CHMP6 humano (NP_078867.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96FZ7
Peso molecular de la proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo