

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chn1 Para Wb Y Elisa - P15882

Número de artículo: CM0025682



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CHN1 validado para Western blot y ELISA, que reacciona con Humano, Ratón y Rata. Generado contra la proteína CHN1 recombinante, ideal para investigar el desarrollo neuronal y la guía axonal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHN1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	NC, CHN, DURS2, ARHGAP2, RHOGAP2, CHN1
Especie	Humano
GeneID	1123
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de CHN1 humano (NP_001813.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15882
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo