

Anticuerpo Policlonal Anti-Chp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99653

Número de artículo: CM0020595



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CHP1, validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige a la proteína 1 homóloga a la calcineurina B (22 kDa), involucrada en la regulación del pH y el tráfico vesicular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHP1 Rabbit pAb
Notas/Alias	CHP; p22; p24; SPAX9; Sid470p; SLC9A1BP; CHP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	11261
GeneID	11261
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-195 de CHP1 humano (NP_009167.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99653
Peso de la Proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo