

Anticuerpo Policlonal Anti-Chrac1 Para Wb, Elisa - Q9Nrg0

Número de artículo: CM0013408

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína 1 del complejo de accesibilidad de la cromatina (CHRAC1). Validado para Western blot y ELISA, reconoce el CHRAC1 humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de remodelación de la cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KO Validado] CHRAC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	YCL1; CHARC1; CHARC15; CHRAC-1; CHRAC15; CHRAC-15; C1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	54108
ID de Gen	54108
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-131 del CHRAC1 humano (NP_059140.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NRG0
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo