

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chrac1 Para Wb Y Elisa - Q9Nrg0

Número de artículo: CM0029258

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CHRAC1 para Western Blot y ELISA, dirigido contra la proteína 1 del complejo de accesibilidad a la cromatina humana (CHRAC1, 15 kDa). Validado para uso investigativo en estudios de remodelación de cromatina y replicación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	CHRAC1 Rabbit pAb
Notas / Alias	YCL1; CHARC1; CHARC15; CHRAC-1; CHRAC15; CHRAC-15; CHRAC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54108
GeneID	54108
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-131 de CHRAC1 humana (NP_059140.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NRG0
Peso molecular de la proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo