

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chrd Para Wb, Elisa - Q9H2X0

Número de artículo: CM0022149

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CHRD (Cordina) humana, validado para WB y ELISA. Adecuado para reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en biología del desarrollo y señalización por BMP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CHRD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CHRD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8646
GeneID	8646
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 686-955 de la CHRD humana (NP_003732.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9H2X0
Peso molecular de la proteína	102kDa
Envío	Bolsa de hielo