

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chrfam7A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q494W8

Número de artículo: CM0028805

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CHR FAM7A humana (proteína de fusión CHR NA7-FAM7A), validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Tiene reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	CHRFAM7A Rabbit pAb
Notas/Alias	D-10; CHRNA7; NACHRA7; CHRNA7-DR1; CHRFAM7A
Especie	Humana
GeneID (Humano)	89832
GeneID	89832
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de CHRFAM7A humana (NP_647536.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q494W8
Peso de proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo