

Anticuerpo Policlonal Anti-Chrm1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11229

Número de artículo: CM0021884



Introducción

CHRM1 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal dirigido contra el receptor muscarínico M1 de acetilcolina, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la señalización de GPCR y de las neurociencias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CHRM1 Rabbit pAb
Observaciones/alias	M1, HM1, M1R, CHRM1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	1128
ID del gen	1128
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 251-350 de CHRM1 humano (NP_000729.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P11229
Peso de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo