


Anticuerpo Policlonal Anti-Chrm3 Para Wb, Elisa - P20309

Número de artículo: CM0022004



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CHRM3 humano. Adecuado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Inmunógeno recombinante (aa 390-475). Ideal para estudios de señalización de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHRM3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HM3, PBS, EGBRS, CHRM3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1131
GeneID	1131
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 390-475 del CHRM3 humano (NP_000731.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20309
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo