


Anticuerpo Policlonal Anti-Chrm5 Para Wb Y Elisa - P08912

Número de artículo: CM0024980



Introducción

pAb de Conejo anti-CHRM5 validado para WB y ELISA, que reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de señalización de GPCR y estudios de receptores muscarínicos en neurociencia y farmacología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CHRM5
Observaciones/Alias	HM5; CHRM5
Especie	Humano
GeneID (humano)	1133
GeneID	1133
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 275-370 del CHRM5 humano (NP_036257.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08912
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo