


Anticuerpo Policlonico Anti-Chrna1 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P02708

Número de artículo: CM0026988



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo de alta calidad contra CHRNA1 humano, adecuado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Detecta la proteína CHRNA1 humana y de ratón, ~52kDa. Ideal para investigación en canales iónicos y neuromusculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHRNA1 Rabbit pAb
Notas/Alias	ACHRA; ACHRD; CHRNA; CMS1A; CMS1B; CMS2A; FCCMS; SCCMS; CHRNA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1134
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 105-220 de CHRNA1 humano (NP_000070.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P02708
Peso Molecular de la Proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo