


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chrna3 Para Wb Y Elisa - P32297

Número de artículo: CM0024432



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CHRNA3 de alta calidad validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras de humano, ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia y receptores.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | CHRNA3 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | LNCR2; PAOD2; BAIPRCK; NACHRA3; CHRNA3                                                                                              |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| ID de Gen (Humano)  | 1136                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-240 del CHRNA3 humano (NP_000734.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                 |
| SWISS               | P32297                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 57kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |