

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chrna5 Para Wb Y Elisa - P30532

Número de artículo: CM0021190

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a CHRNA5, validado para Western blotting y ELISA. Reacciona con CHRNA5 humano y de ratón, una subunidad del receptor nicotínico neuronal implicada en la adicción a la nicotina. Adecuado para investigación en neurociencia y adicciones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHRNA5 Conejo pAb
Observaciones/Alias	LNCR2; CHRNA5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1138
ID del Gen	1138
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 23-240 de CHRNA5 humano (NP_000736.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P30532
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo