

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Chrna6 Para Wb, Elisa - Q15825

Número de artículo: CM0028594



Introducción

Anticuerpo policlónico de conejo de alta calidad contra CHRNA6 humana, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada a ratón. Ideal para el estudio de receptores nicotínicos de acetilcolina en investigación de neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHRNA6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CHNRA6; CHRNA6
Especie	Humana
GeneID (humano)	8973
GeneID	8973
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón
SWISS	Q15825
Peso de la Proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo