

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chrna7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36544

Número de artículo: CM0022961



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CHRNA7 (nAChR alfa-7). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. El inmunógeno recombinante se dirige al dominio extracelular. Ideal para investigación en neuroinflamación y señalización colinérgica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CHRNA7 Rabbit pAb
Notas/Alias	NACHRA7; CHRNA7-2; CHRNA7
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	1139
ID de gen	1139
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-230 de CHRNA7 humana (NP_001177384.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P36544
Peso de la proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo