

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chrna9 Para Wb, Elisa - Q9Ugm1

Número de artículo: CM0025482



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la subunidad alfa-9 del receptor neuronal de acetilcolina humano (CHRNA9). Validado para WB y ELISA, con reactividad en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia y canales iónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CHRNA9 Rabbit pAb
Notas/Alias	NACHRA9; HSA243342; CHRNA9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55584
GeneID	55584
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UGM1
Peso de la proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo