


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chrnb2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P17787

Número de artículo: CM0030557



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CHRNB2 humano (subunidad beta-2 del receptor nicotínico neuronal). Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia y canales iónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CHRNA2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EFNL3; nAChRB2; CHRNA2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1141
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 340-430 de CHRNA2 humano (NP_000739.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17787
Peso proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo