


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chrne Para Wb, Elisa - Q04844

Número de artículo: CM0016215



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CHRNE validado para WB y ELISA, que reconoce la subunidad epsilon del receptor de acetilcolina humana, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la unión neuromuscular y los canales iónicos. SWISS: Q04844.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHRNE Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MGI; FIM1; FIMG; ACHRE; CMS1D; CMS1E; CMS2A; CMS4A; CMS4B; CMS4C; FCCMS; FIMG1; SCCMS; CMS1A1; CHRNE
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1145
GeneID	1145
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-239 del CHRNE humano (NP_000071.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q04844
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo