

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cromogranina A Para If-P, Ihc-P, Elisa - P10645

Número de artículo: CM0010910



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-Cromogranina A validado para IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para investigación neuroendocrina, cardiovascular y de inmunidad innata. - P10645

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Cromogranina A mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CGA; PHE5; PHES; Cromogranina A
Especie	Humano
GeneID	1113
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Cromogranina A humana (P10645)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10645
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo