

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cromogranina B Para Wb, Elisa - P05060

Número de artículo: CM0010923

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Cromogranina B (SCG1) para WB y ELISA, con reacción cruzada con humano y rata. Ideal para la investigación de gránulos secretores neuroendocrinos y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Cromogranina B mAb de Conejo
Observaciones/Alias	SCG1; Cromogranina B
Especie	Humano
GenelD (Humano)	1114
GenelD	1114
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P05060
Peso Proteico	78 kDa
Envío	Bolsa de hielo