

Anticuerpo Policlonico Anti-Chuk (Ikk α) Para If/Icc, If-P, Elisa - G3V926

Número de artículo: CM0020569

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra CHUK (IKK α , IkbKA) de rata. Validado para IF/ICC, IF-P, ELISA con reactividad cruzada para humano y ratón. Ideal para investigación en la vía de señalización de NF- κ B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHUK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Ikk α ; Ikbka
Especie	Rata
GenelD (Humano)	1147
GenelD	309361
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-660 de CHUK de rata (NP_001101058.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	G3V926
Peso Molecular de la Proteína	78kDa
Envío	Bolsa de hielo