

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Chx10 (Vsx2) Para Wb Y Elisa - P58304

Número de artículo: CM0002269

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad que se dirige al CHX10 (VSX2) humano, validado para Western blot y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para la investigación del desarrollo de la retina y la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CHX10 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RET1; CHX10; HOX10; MCOP2; MCOPCB3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	338917
GeneID	338917
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 262-361 del CHX10 humano (P58304)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P58304
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo