


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ciao1 Para Wb, Elisa - 076071

Número de artículo: CM0030507



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CIAO1 validado para WB y ELISA, dirigido a CIAO1 (CIA1/WDR39) humano, un factor de ensamblaje de hierro-azufre citosólico; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre biogénesis de proteínas Fe/S y segregación cromosómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CIAO1 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	CIA1; WDR39; CIAO1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	9391
ID del gen	9391
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-339 de CIAO1 humano (NP_004795.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	076071
Peso de la proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo