


Anticuerpo Policlonal Anti-Ciap1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13490

Número de artículo: CM0017475



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que detecta cIAP1 (BIRC2) humano, de ratón y de rata. Validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Dirige a la E3 ubiquitina ligasa que regula la apoptosis y la señalización de NF-κB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	cIAP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	API1, MIHB, HIAP2, RNF48, cIAP1, Hiap-2, c-IAP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	329
GeneID	329
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 331-420 de cIAP1 humana (NP_001157.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13490
Peso de la Proteína	70kDa
Envío	Bolsa de hielo