


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ciap2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13489

Número de artículo: CM0017133



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra cIAP2 (BIRC3, API2) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en apoptosis, señalización de NF-κB e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	cIAP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	API1; API2; MIHC; CIAP2; HAIP1; HIAP1; IAP-1; MALT2; RNF49; c-IAP2; cIAP2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	330
ID del gen	330
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-130 de cIAP2 humano (NP_001156.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13489
Peso de la proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo