


Anticuerpo Policlonal Anti-Ciapin1 Para Wb, If/Icc - Q6Fi81

Número de artículo: CM0029187



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CIAPIN1 para aplicaciones de WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reconoce el CIAPIN1 humano y de ratón, una proteína de ensamblaje de clústeres Fe-S involucrada en la biogénesis de hierro-azufre citosólica y la regulación de la apoptosis. Óptimo para investigaciones sobre muerte celular y metabolismo del hierro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CIAPIN1
Observaciones/Alias	DRE2; CIAE2; PRO0915; Anamorsina; CIAPIN1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57019
GeneID	57019
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-312 del CIAPIN1 humano (NP_064709.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q6Fi81
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo