


Anticuerpo Policlonal Anti-Cib1 Para Wb, Elisa - Q99828

Número de artículo: CM0028384



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CIB1 humano, validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudiar la adhesión celular, la señalización de integrinas y la biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	CIB1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CIB; CIBP; KIP1; PRKDCIP; SIP2-28; CIB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10519
GeneID	10519
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-191 de CIB1 humano (NP_006375.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99828
Peso proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo