

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Cic (Capicua) Para Wb Y Elisa - Q96Rk0

Número de artículo: CM0013996



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra CIC (homólogo capicua) humano, apto para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Útil para estudios de desarrollo del SNC y represión transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CIC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MRD45; CIC
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	23152
ID del Gen	23152
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1379-1608 de CIC humano (NP_055940.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q96RK0
Peso de la Proteína	164kDa
Envío	Bolsa de hielo