


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cidea Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60543

Número de artículo: CM0025371



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CIDEA validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a la fusión de gotas de lípidos y la apoptosis. Ideal para la investigación metabólica.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | CIDEA Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | CIDE-A; CIDEA                                                                                                                     |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| ID de Gen (Humano)  | 1149                                                                                                                              |
| ID de Gen           | 1149                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-219 de CIDEA humana (NP_001270.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                  |
| Reactividad Cruzada | Ratón, Rata                                                                                                                       |
| SWISS               | O60543                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 25kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |