

Anticuerpo Policlonal Anti-Cinp (Proteína 2 Interactora De La Quinasa Dependiente De Ciclina) Para Wb, Elisa - Q9Bw66

Número de artículo: CM0020405



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CINP humana, validado para WB y ELISA. Detecta CINP humana y de rata. Adecuado para investigaciones sobre la replicación del ADN, el ciclo celular y el daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CINP pAb de conejo
Especie	Humana
GeneID (humano)	51550
GeneID	51550
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-212 de la CINP humana (NP_116019.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, rata
SWISS	Q9BW66
Peso de la proteína	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo