

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cip4 Para Wb Y Elisa - Q15642

Número de artículo: CM0002118



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Cip4 validado para WB y ELISA. Reacciona con la proteína 4 que interactúa con Cdc42 humana y de ratón, involucrada en la endocitosis y la señalización de la insulina. Adecuado para investigación en citoesqueleto y biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Cip4
Observaciones/Alias	STP; CIP4; HSTP; STOT; TRIP-10; Cip4
Especie	Humano
ID del Gen	9322
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Cip4 humano (Q15642).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15642
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo