


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cirbp Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14011

Número de artículo: CM0003635



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo CIRBP validado para WB, IP, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con CIRBP humano, una proteína de unión a ARN inducible por frío involucrada en la respuesta al estrés y la supervivencia celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo CIRBP
Observaciones/Alias	CIRP; CIRBP
Especie	Humano
GeneID (humano)	1153
GeneID	1153
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-172 de CIRBP humano (Q14011)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q14011
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo