


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cirbp/Cirp Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14011

Número de artículo: CM0028951



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CIRBP humano (CIRP), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón, rata. Peso molecular diana 19 kDa; involucrado en la respuesta al estrés inducible por frío y la unión a ARN. Para uso en investigación en estudios de estrés genotóxico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	pAb Conejo CIRBP
Observaciones/Alias	CIRP; CIRBP
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1153
ID del Gen	1153
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-172 de CIRBP humano (NP_001271.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14011
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo