

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cirh1A Para Wb, Elisa - Q969X6

Número de artículo: CM0030082



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-CIRH1A validado para Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada hacia humano y ratón. Se dirige a UTP4, un factor de biogénesis de ribosomas involucrado en el procesamiento del ARNr 18S. Ideal para investigación nucleolar y estudios de transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo CIRH1A
Observaciones/Alias	NAIC; CIRH1A; CIRHIN; TEX292
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84916
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 497-686 de CIRH1A humano (NP_116219.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q969X6
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo