


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cisd1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nz45

Número de artículo: CM0018434



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Cisd1 humana (mitoNEET), adecuado para WB, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la transferencia de clústeres hierro-azufre mitocondriales, la detección redox y la fosforilación oxidativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CISD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ZCD1; MDS029; C10orf70; mitoNEET; CISD1
Especie	Humana
GeneID (humano)	55847
GeneID	55847
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-108 de CISD1 humana (NP_060934.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q9NZ45
Peso molecular	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo