


Anticuerpo Policlonal Anti-Cisd2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N5K1

Número de artículo: CM0027393



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Cisd2 validado para WB, IHC-P, ELISA, reacciona cruzadamente con Humano, Ratón, Rata. Dirigido a la proteína 2 que contiene el dominio de hierro-azufre CDGSH, un regulador clave de la autofagia y proteína relacionada con la longevidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Cisd2
Observaciones/Alias	ERIS; WFS2; ZCD2; NAF-1; Miner1; Cisd2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	493856
GeneID	493856
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 61-135 de Cisd2 humano (NP_001008389.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N5K1
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo