


Anticuerpo Policlonal Anti-Cisd2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N5K1

Número de artículo: CM0017416



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra Cisd2 humano (ERIS/Miner1), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en autofagia y estrés del RE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Cisd2
Observaciones/Alias	ERIS; WFS2; ZCD2; NAF-1; Miner1; Cisd2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	493856
ID del Gen	493856
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 61-135 del Cisd2 humano (NP_001008389.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N5K1
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo