

Anticuerpo Policlonal Anti-Cish Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nse2

Número de artículo: CM0017761

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo anti-CISH validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce el CISH humano, de ratón y de rata (CIS-1, SOCS) implicado en la señalización JAK-STAT5.

Procedente de conejo, inmunógeno de proteína recombinante. Ideal para la investigación sobre la regulación de citoquinas y la transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CISH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CIS; G18; SOCS; CIS-1; BACTS2; CISH
Especie	Humano
GeneID (humano)	1154
GeneID	1154
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-130 del CISH humano (NP_659508.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NSE2
Peso proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo