

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cish Para Wb, Ip, Elisa - Q9Nse2

Número de artículo: CM0010582

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CISH validado para WB, IP, ELISA en muestras humanas. Detecta la proteína que contiene SH2 inducible por citocinas de ~29 kDa, un regulador clave de la señalización JAK-STAT5. Ideal para la investigación de transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo CISH
Observaciones/Alias	CIS; G18; SOCS; CIS-1; BACTS2
Especie	Humano
GeneID (humano)	1154
GeneID	1154
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-170 del CISH humano (NP_659508.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NSE2
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo