

Anticuerpo Monoclonal Anti-Citrato Sintasa Para Wb - 075390

Número de artículo: CM0012012



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la citrato sintasa (CS) humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Reactivo clave para estudios de metabolismo mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra citrato sintasa
Observaciones/Alias	CS; Citrato sintasa
Especie	Humano
ID de gen	1431
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 367-466 de la citrato sintasa humana (075390).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	075390
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo