

Anticuerpo Monoclonal Contra La Citrato Sintasa Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75390

Número de artículo: CM0007155



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la citrato sintasa humana. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Ideal para la investigación del metabolismo mitocondrial y del ciclo de Krebs.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra la citrato sintasa
Observaciones/Alias	CS; citrato sintasa; Citrate synthetase
Especie	Humana
ID del gen (humano)	1431
ID del gen	1431
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-145 de la citrato sintasa humana (NP_004068.2)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	O75390
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo