

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Citrato Sintasa Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75390

Número de artículo: CM0007118



### Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra la Citrato sintasa humana (CS, O75390). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación del ciclo de Krebs y metabolismo.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Citrato sintasa                                                                                            |
| Observaciones/Alias | CS; citrato sintasa; Citrato sintetasa                                                                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 1595                                                                                                                                            |
| GeneID              | 1431                                                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-145 de la Citrato sintasa humana (NP_004068.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                          |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                        |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                        |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                             |
| SWISS               | O75390                                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 52kDa                                                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                  |