

Anticuerpo Policlonal Anti-Ckap4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q07065

Número de artículo: CM0025729

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CKAP4 (pAb) validado para aplicaciones WB, IF/ICC, ELISA. Reconocimiento de CKAP4 humana, de ratón y rata, una proteína de membrana del retículo endoplásmico de 66 kDa (SWISS Q07065). Ideal para investigación en IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CKAP4
Notas/Alias	p63; CLIMP63; CLIMP-63; ERGIC-63; CKAP4
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10970
ID del gen	10970
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 130-400 de CKAP4 humana (NP_006816.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q07065
Peso de la proteína	66kDa
Envío	Bolsa de hielo