


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ckap5 Para Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - Q14008

Número de artículo: CM0024828



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CKAP5 humano (ch-TOG), validado para WB, IP, IF/ICC, IF-P y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigar la dinámica de microtúbulos, la organización del huso mitótico y la biología tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CKAP5 pAb de conejo
Observaciones/Alias	TOG, MSPS, TOGp, CHTOG, ch-TOG, CKAP5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9793
GeneID	9793
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1763-2032 de CKAP5 humano (NP_001008938.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14008
Peso proteico	225kDa
Envío	Bolsa de hielo